

**Fiberoptik  
Stirnleuchten**
**Fibre optic  
Headlights**
**OP-Stirnleuchte**
**OT Headlight**

Moderne fokussierbare Fiberoptik-Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und hoher Lichtleistung.

Leichtes, komfortables Kopfband, superleichtes Spezialkabel (Teilung im Kopfbereich) für optimalen Tragekomfort.

Modern focusable Fiberoptic headlight with high performance optical system, wide focus range and powerfull light spot.

Light weight and comfortable headband, super lightweight, bifurcated cable, for long time use with highest comfort.



08-580-S

**▶ 08-590-GR**

offenes Kopfband, grau

open headband, grey

**▶ 08-590-S**

offenes Kopfband, schwarz

open headband, black

**▶ 08-595-GR**

Kopfband mit Top, grau

headband with top, grey

**▶ 08-595-GR**

Kopfband mit Top, schwarz

headband with top, black

**Lichtfleck**
**Light spot**

Abstand [cm]	Fleck - ø [mm]	Distance [cm]	Spot - ø [mm]
20	11 – 67	20	11 – 67
30	12 – 101	30	12 – 101
40	13 – 136	40	13 – 136
50	14 – 172	50	14 – 172
60	16 – 208	60	16 – 208

**▶ 12-795C**

Stirnleuchten-Set bestehend aus:  
 08-595-S  
 Hochleistungsstirnleuchte  
 12-500X  
 Xenon Lichtquelle 300W  
 12-680  
 Rollstativ  
 (Abb. ähnlich)

Headlight Set including:  
 08-595-S  
 High performance headlight  
 12-500X  
 Xenon light source 300W  
 12-680  
 Trolley  
 (picture similar)



08-595-S



12-795C (similar)