

LED Stirnleuchten
LED Headlights
OP Stirnleuchte
OT Headlight
08-780

Moderne fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, weitem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck.

Leichtes, komfortables Kopfband, Leistungsfähiger Lilon-Akku mit Gürtelclip, Lieferung incl. Ladegerät
 Reifenfarbe wählbar:
 schwarz (08-780-S) oder
 grau (08-780-GR)

Modern focusable LED headlight with powerful optical system, wide focus range and sharp limited light spot.

Light weight and comfortable headband. Powerful and long lasting Lilon battery box with belt clip. Delivery including charger.

Head band colours:
 black (08-780-S) or
 grey (08-780-GR)



08-780-S

08-795

Kabellose, moderne, fokussierbare LED Stirnleuchte mit Hochleistungsoptik, extrem großem Stellbereich und scharf abgegrenztem Lichtfleck.

Höchste Mobilität durch komplett kabellose Stromversorgung.

Leichtes, komfortables Kopfband. Leistungsfähiger Lilon-Akku am Kopfband integriert.

Lieferung inklusive Ladegerät
 Reifenfarbe wählbar:
 schwarz (08-795-S) oder
 weiß (08-795-W)

Wireless, modern, focusable LED headlight with powerful optical system, wide range of focus and sharp limited light spot.

Highest mobility by completely wireless power supply.

Light weight and comfortable headband. Powerful and long lasting Lilon battery box attached to the headband. Delivery including charger.

Head band colours:
 black (08-795-S) or
 white (08-795-W)



08-795-S

Lichtfleck:
Light spot:

Abstand [cm]	Fleck - ø [mm]	Distance [cm]	Spot - ø [mm]
20	11 – 40	20	11 – 40
30	13 – 63	30	13 – 63
40	25 – 130	40	25 – 130

